

INFORMACJE I SPOSÓB UŻYTKOWANIA

TP_SURF to zatyczki, które sam możesz dokładnie dopasować do kształtu Twojego ucha. Każdy komplet zawiera zestaw zatyczek i skrzydełek w dwóch rozmiarach. Wszystkie elementy mogą być dowolnie zestawiane w celu uzyskania jak najlepszego komfortu użytkowania.

Sposób użycia:

1. Włóż zatyczki TP_SURF do ucha. Upewnij się, że zatyczki zostały poprawnie włożone (skrzydełkiem do góry) [patrz zdjęcie].
2. W razie potrzeby zmień rozmiar wkładek zatyczki lub skrzydełka, aby uzyskać jak najlepszy efekt uszczelnienia i ochrony.

Ważne: Każdy kanał uszny ma inny kształt. Dlatego wypróbuj wszystkie kombinacje rozmiarów wkładek zatyczek i skrzydełek, które dostałeś w zestawie. Dokładne dopasowanie jest niezbędne do uzyskania właściwego uszczelnienia, ochrony i maksymalnego komfortu.

Jak zmienić rozmiar wkładek zatyczki TP_SURF?

1. Chwyc skrzydełko jedną ręką i pociągnij wkładkę zatyczki drugą ręką.
2. Załóż nową wkładkę zatyczki na czubek węższej części rdzenia (niebieska część).
3. Nałóż wkładkę zatyczki na rdzeń zatyczki dociskając ją delikatnie kciukiem.
4. Twoja zatyczka jest gotowa do użycia.

Ważne: Każdy kanał uszny ma inny kształt. Dlatego wypróbuj wszystkie kombinacje rozmiarów zatyczek i skrzydełek, które dostałeś w zestawie. Dokładne dopasowanie jest niezbędne do uzyskania właściwego uszczelnienia, ochrony i maksymalnego komfortu.



Na każdym skrzydełku zaznaczony
jest jego rozmiar: M lub L



Jak zmienić skrzydełka TP_SURF?

1. Chwyć zatyczkę TP_SURF jedną ręką. Palec wskazujący umieść na wkładce zatyczki, a kciuk na niebieskim szerszym elemencie rdzenia TP_SURF (niebieska część wewnątrz skrzydełka) i chwyć luźną część skrzydełka w dwa palce drugiej ręki.
2. Delikatnie unieś luźną część skrzydełka do góry.
3. Zdejmij skrzydełko z szerszej części rdzenia zatyczki (niebieska część).
4. Nałóż nowe skrzydełko na wystający element szerszej części rdzenia zatyczki (niebieska część).
5. Delikatnym pociągnięciem nasuń pozostałą część skrzydełka na niebieski szerszy element rdzenia zatyczki.
6. Upewnij się, że skrzydełko i szersza część rdzenia zatyczki tworzą gładką powierzchnię. Gotowe!

Uwaga!

Na każdym skrzydełku zaznaczony jest jego rozmiar: M lub L.

Jak dbać o TP_SURF?

W trosce o prawidłowe funkcjonowanie TP_SURF należy przestrzegać poniższych zasad higieny:

1. Po każdym użyciu umyj wszystkie części TP_SURF w czystej, bieżącej wodzie z mydłem.
 2. Dokładnie osusz.
 3. Kiedy nie korzystasz z zatyczek TP_SURF, chroń je przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Przechowuj zatyczki TP_SURF w dołączonym opakowaniu ochronnym, w suchym, chłodnym miejscu.

Uwaga!

Myj systematycznie TP_SURF ze słonej wody! Kryształki soli mogą trwale uszkodzić funkcjonowanie produktu.

1. skrzydełka
2. wkładki uszczelniające
3. rdzeń
4. silikonowy sznurek



www.toninstitute.eu

USER INSTRUCTIONS

TP_SURF – ear-plugs that you can adjust exactly to the shape of your ear. Each set contains two sizes of sealing gels and two sizes of flaps. All elements can be freely combined to achieve the best user conveniences.

Method of use:

1. Insert TP_SURF ear-plugs into your ear. Make sure the ear-plugs are correctly inserted with the flap up [see photograph].
2. If necessary, change the size of the ear-plug sealing gels or flaps for the best sealing and protection effects.

Important: Each ear canal is a different shape, therefore, please try all the combinations of the ear-plug sealing gels and flap sizes that you have in the set. A close fit is essential for proper sealing, protection, and maximum comfort.

How to resize TP_SURF ear-plug sealing gels.

1. Grasp the flap with one hand and pull the ear-plug sealing gel with the other hand.
2. Place a new sealing gel on the tip with the narrower part of the core (blue part).
3. Put the sealing gel on the stem by pressing it gently with your thumb.
4. Your ear-plug is ready to use.

Important: Each ear canal is a different shape, therefore, please try all the combinations of the ear-plug sealing gel and flap sizes that you have in the set. A close fit is essential for proper sealing, protection, and maximum comfort.



Each wing has the size marked on it: M or L.



How to exchange TP_SURF flaps.

1. Hold the TP_SURF ear-plug with one hand. Place your index finger on the ear-plug sealing gel and your thumb on the wider blue core element of the TP_SURF (blue part inside the flap), then grasp the loose part of the flap with two fingers of the other hand.
2. Gently lift up the loose part of the flap.
3. Remove the flap from the wider part of the ear-plug core (blue part).
4. Put the new flap on the protruding element of the wider part of the ear-plug core (blue part).
5. While holding it, gently pull the remaining part of the flap over the wider blue element of the ear-plug core.
6. Make sure the flap and pin of the ear-plug form a smooth surface. Finished!

Note!

Each wing has the size marked on it: M or L.

How to care for TP_SURF

For the sake of the proper functioning of TP_SURF, the following hygiene rules should be observed:

1. After each use, wash all TP_SURF parts in clean running water and soap. Dry thoroughly.
2. When you are not using the TP_SURF ear-plugs, keep them away from direct sunlight.
3. Store TP_SURF ear-plugs in the enclosed protective packaging in a cool, dry place.

Note!

Wash TP_SURF ear-plugs regularly to remove any salty water. Salt crystals can permanently damage the functioning of the product.

1. flaps
2. sealing gels
3. the core
4. the leash

